

پروفایلو 64 mg یا پروفایلو استراکچورا ؟

پروفایلو 64mg / صورت و گردن

- ✓ غلظت: ۶۴ میلی گرم هیالورونیک اسید هیبرید شده
- ✓ محل تزریق: با تکنیک BAP در نقاط مشخص صورت و گردن
- ✓ هدف: افزایش تولید کلاژن و الاستین در لایه‌های سطحی پوست
- ✓ نتیجه: بیوریمدلینگ و استحکام پوست

پروفایلو استراکچورا / استراکچورا

- ✓ غلظت: ۹۰ میلی گرم هیالورونیک اسید هیبرید شده
- ✓ محل تزریق: به وسیله کانولا در لایه چربی سطحی پوست
- ✓ هدف: نوسازی سلول‌های چربی سطحی پوست
- ✓ نتیجه: لیپولیفیتینگ و کاهش افتادگی‌های پوست